

PHILIPS

sonicare

Standardne glave
sonične zobne ščetke

Philips Sonicare S2
Sensitive

2 v paketu

Standardna velikost

Pritrdljivo

Združevalni način BrushSync



HX6052/10



Nežno, a učinkovito ščetkanje

Izredno mehka glava ščetke za občutljive zobe in dlesni

Glava ščetke S2 Sensitive je narejena posebej za občutljive zobe in dlesni. Izredno tanke ščetine zagotavljajo učinkovito čiščenje in dajejo občutek nežnega ščetkanja. 70 % plastike v tej glavi ščetke je bioplastika*

Enostavna uporaba

- Pripravljeno za povezavo z ročajem Sonicare
- Vedno pravočasna zamenjava glave ščetke

Visoka zmogljivost


- Dokazana učinkovitost pri izredno nežnem ščetkanju
- 70 % bioplastike*

Zasnovano za občutljive zobe in dlesni

- Odstrani 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih**
- Nežnejše do zob in dlesni
- Do 5-krat bolj zdrave dlesni v 6 tednih***

Značilnosti

Izredno tanke ščetine



Glava ščetke S2 Sensitive ima najtanjše ščetine izmed vseh glav ščetke Sonicare (0,1 mm) in zagotavlja nežno, a učinkovito čiščenje.

Edinstvena mehka zasnova



Ta edinstvena glava ščetke z več kot 3.000 izredno tankimi ščetinami je zasnovana za izredno mehko, a učinkovito čiščenje, s katerim boste odstranili kar 10-krat več oblog na težko dostopnih mestih.**

Dodatna nega dlesni



Ko si ščetkate zobe, te zelo mehke ščetine nežno ščetkajo tudi robove dlesni, kar izboljša zdravje dlesni v samo 6 tednih.

Uporabljamo bioplastiko



Prizadevamo si za zmanjšanje uporabe plastike na osnovi fosilnih goriv v naših izdelkih. Zato je 70 % plastike, ki je uporabljena za to ščetko, na biološki osnovi.*

Zaupanja vredno čiščenje Sonicare



Vedno dosežite največjo zmogljivost čiščenja z napredno sonično tehnologijo Philips Sonicare. Glava ščetke S2 Sensitive z izredno mehкими ščetinami klinično dokazano učinkovito odstrani obloge in je pri tem nežna do dlesni.

Opomnik za zamenjavo



Glava ščetke postane po treh mesecih uporabe manj učinkovita. Funkcija BrushSync spremlja vašo uporabo ščetke in vas opomni, kdaj točno bo treba glavo ščetke zamenjati

Pritrdljiva zasnova



Pritrdljive glave ščetk se odlično prilegajo ročaju Philips Sonicare (glejte seznam spodaj). Zaradi pritrdljive zasnove je čiščenje in zamenjava glave neverjetno enostavna.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Bela

Trdota ščetin: Izjemno mehko

Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin

Velikost: Standardna

Pametno prepoznavanje glave ščetke

Združljivost

Sistem glave ščetke: Pritrdljivo

Primerno za te modele: 2 koraka za preprečevanje zobnih oblog, odstranjevanje

zobnih oblog v 2 korakih, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Serija 1100, Serija 3100, Serija 2100

Ni primerna za: Philips One, Essence

Priloženi predmeti

Glave ščetke: 2 x glava ščetke S2 Sensitive

Kakovost in zmogljivost

Zamenjava: Vsake 3 mesece

Preizkušeno: za optimalno uporabo

