

## COLDISES® Sensitiv nosní olej ve spreji

### Zdravotnický prostředek

#### Co je COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji?

COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji slouží k preventivní a podpůrné terapii suché nebo strupovité nosní sliznice. COLDISES Sensitiv se nastříká do nosu a slouží ke zvlhčení a zvláčnění ztvrdlé a strupovité nosní sliznice.

#### Co je obsaženo v COLDISES Sensitiv nosním oleji ve spreji?

COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji obsahuje sezamový olej, izopropylmyristat, vitamin E a antioxidant (BHT).

#### Jaké vlastnosti má COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji?

COLDISES Sensitiv působí na základě obsahu vysoce účinných látek tak, že tlumí podráždění a působí regeneračně a blahodárně na nosní sliznici. V řadě případů podporuje regeneraci poškozených slizničních povrchů a chrání je před dalším poškozením.

Sezamový olej je bohatý na nenasycené mastné kyseliny a nemá významnější senzibilizační účinky. Vitamin E (antioxidant) chrání tělesné buňky před volnými radikály a oxidativním poškozením (oxidativním stresem). Tyto látky společně přispívají k regeneraci a ochraně nosní sliznice a udržují ji stále vlhkou, poddajnou a vláčnou.

#### Terapeutické indikace – na co se používá COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji?

K preventivní a podpůrné terapii suché nebo strupovité nosní sliznice při:

- podrážděné a suché nosní sliznici (způsobené např. suchým vzduchem nebo škodlivými látkami, obsaženými ve vzduchu),
- nachlazení a „tekoucím nose“,
- alergické rýmě,
- při tvorbě nosních strupů a krust,
- k doprovodné terapii při použití medikamentů, které snižují otok sliznice.

COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji může být užíván v těhotenství a při kojení.

COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji je určen pro dospělé a děti od 3 let.

#### Dávkování a způsob použití - jak se má COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji používat?

Několikrát denně nastříkejte, vždy dle individuální potřeby, několik stříkacích dávek do každé nosní dírky. Doporučené dávkování: 2-3 krát denně 1-3 stříky do každé nosní dírky.

Při pumpování držte lahvičku zpřima!

COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji můžete užívat dlouhodobě.

#### Kdy se nesmí používat COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji?

Jste-li přecitlivělí (alergičtí) na některou látku obsaženou v přípravku.

#### Zvláštní upozornění pro bezpečné používání:

COLDISES Sensitiv nosní olej ve spreji není lék. Vyhledejte lékařskou radu vždy, pokud se Vaše potíže nelepší nebo pokud máte bolesti.

Z hygienických důvodů a pro zabránění přenosu choroboplodných zárodků je nutno, aby jednu rozprašovací lahvičku používala **vždy jedna a ta samá osoba**.

Lahvička musí být stále uzavřena a uchovávána mimo dosah dětí!

**Velikost balení:** 10 ml lahvička s rozprašovačem.

**Doba použitelnosti:** 36 měsíců. Po prvním použití nepoužívejte déle než 6 týdnů!

**Pokyny pro skladování:**  Skladujte při pokojové teplotě (8 °C až 25 °C).

**Výrobce:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, A-1200 Vídeň, Rakousko 

**Distributor:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Vídeň, Rakousko

**Distributor v ČR:** Agency MM Health s.r.o., Vinohrady 53, 639 00 Brno

Revize textu: únor 2016

 Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták!

 Šarže

 Spotřebujte před

## COLDISES® Sensitiv nosný olej v spreji

### Zdravotnícka pomôčka

#### Čo je COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji?

COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji slúži na preventívnu a podpornú terapiu suchej alebo chrastavej nosnej sliznice. COLDISES Sensitiv sa nastrieka do nosa a slúži k zvlhčeniu na zvláčnenie stvrdnutej a chrastavej nosnej sliznice.

#### Čo obsahuje COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji?

COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji obsahuje sezamový olej, izopropylmyristát, vitamín E a antioxidant (BHT).

#### Aké vlastnosti má COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji?

COLDISES Sensitiv pôsobí na základe obsahu vysoko účinných látok tak, že tlmí podráždenie a pôsobí regeneračne a blahodarne na nosnú sliznicu. V mnohých prípadoch podporuje regeneráciu poškodených slizničných povrchov a chráni ich pred ďalším poškodením.

Sezamový olej je bohatý na nenasýtené mastné kyseliny a nemá významnejšie senzibilizačné účinky. Vitamín E (antioxidant) chráni telesné bunky pred voľnými radikálmi a oxidatívnym poškodením (oxidatívnym stresom). Tieto látky spoločne prispievajú k regenerácii a ochrane nosnej sliznice a udržiavajú ju stále vlhkú, poddajnú a vláčnu.

#### Terapeutické indikácie – Na čo sa používa COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji?

Na preventívnu a podpornú terapiu suchej alebo chrastavej nosnej sliznice pri:

- podráždenej a suchej nosnej sliznici (spôsobené napr. suchým vzduchom alebo škodlivými látkami, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu),
- nachladení a „tečúcom nose“,
- alergickej nádche,
- tvorbe nosných chrást,
- na podpornú terapiu pri použití medikamentov, ktoré znižujú opuch sliznice.

COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji sa môže používať v tehotenstve a pri kojení.

COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji je určený pre dospelých a deti od 3 rokov.

#### Dávkovanie a spôsob použitia – ako sa má COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji používať?

Niekoľkokrát denne si nastriekajte, vždy podľa individuálnej potreby, niekoľko vstrekov do každej nosnej diery. Doporučené dávkovanie: 2-3 krát denne 1-3 vstreky do každej nosnej diery.

Pri pumpovaní držte fľaštičku zvislo!

COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji môžete používať dlhodobo.

#### Kedy sa nesmie používať COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji?

Ak ste precitlivení (alergickí) na niektorú látku obsiahnutú v prípravku.

#### Zvláštne upozornenie pre bezpečné používanie:


COLDISES Sensitiv nosný olej v spreji nie je liek. Vyhľadajte lekársku radu a pomoc vždy, pokiaľ sa Vaše ťažkosti nezlepšujú alebo keď máte bolesti.

Z hygienických dôvodov a pre zabránenie prenosu choroboplodných zárodkov je nevyhnutné, aby jednu rozprašovaciu fľaštičku používala **vždy jedna a tá istá osoba**.

Fľaštička musí byť stále uzavretá a uchovávaná mimo dosahu detí!

**Veľkosť balenia:** 10 ml fľaštička s rozprašovačom.

**Doba použiteľnosti:** 36 mesiacov. Po prvom použití nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov!

**Pokyny pre skladovanie:**  Skladujte pri izbovej teplote (8 °C až 25 °C).

**Výrobca:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, A-1200 Viedeň, Rakúsko 

**Distribútor:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Viedeň, Rakúsko

**Distribútor pre SR:** Agency MM Health SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá, Slovenská republika

Revízia textu: Február 2016

 Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták!

 Šarža

 Spotřebujte pred

## COLDISES® Sensitiv olje za nos v pršilu

### Kaj je COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu?

COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu se uporablja za preventivno in podporno zdravljenje izsušene ali krastave nosne sluznice. Razprši se v nos, da navlaži nosno sluznico.

### Kaj vsebuje COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu?

COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu vsebuje sezamovo olje, izopropil miristat, vitamin E in antioksidant (BHT).

### Kakšne so lastnosti COLDISES Sensitiv olja za nos v pršilu?

COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu zaradi visoko kakovostnih sestavin deluje tako, da blaži draženje ter obnovlja nosno sluznico in blagodejno deluje nanjo. Večinoma pomaga pri obnovi prizadetih predelov in ščiti pred ponovnim draženjem.

Sezamovo olje je bogato z nenasičenimi maščobnimi kislinami in ne povzroča alergij.

Vitamin E ščiti kožne celice pred prostimi radikali in oksidativnim stresom.

Sestavini skupaj prispevata k obnovi in negi nosne sluznice tako, da jo ohranjata vlažno in prožno.

### Za kaj se uporablja COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu?

COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu se uporablja za preventivno in podporno zdravljenje izsušene ali krastave nosne sluznice pri:

- razdraženi in izsušeni nosni sluznici (npr. zaradi suhega ali onesnaženega zraka),
- prehladu in nahodu,
- alergijskem nahodu,
- oblogah

in kot podporno zdravljenje v kombinaciji z zdravili proti otekanju sluznice.

Primerno je za uporabo pri odraslih in otrocih od 3. leta starosti naprej.

### Kako se uporablja COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu

Večkrat dnevno oziroma glede na vaše potrebe nekajkrat razpršite pršilo v nos.

Priporočeno odmerjanje: 2-krat do 3-krat dnevno razpršite v vsako nosnico 1 do 3 razprške.

Med pršenjem držite stekleničko navpično.

COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu se lahko uporablja daljše časovno obdobje.

### COLDISES Sensitiv olja za nos v pršilu ne smete uporabljati

Če ste alergični (preobčutljivi) na katerokoli sestavino COLDISES Sensitiv olja za nos v pršilu.

### Posebna opozorila za varno uporabo

COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu ni zdravilo. Če se stanje ne izboljša ali če se pojavijo bolečine, se posvetujte z zdravnikom.

Iz higienskih razlogov naj pršilo uporablja samo ena oseba.

Steklenička mora biti vedno dobro zaprta. Shranjujte nedosegljivo otrokom!

**Velikost pakiranja:** Steklenička s pršilom vsebuje 10 ml olja.

**Rok uporabnosti:** 36 mesecev. Ne uporabljajte dlje kot 6 tednov po prvi uporabi.

**Pogoji shranjevanja:** Shranjujte pri sobni temperaturi (med 8 °C in 25 °C).

**Proizvajalec:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, A-1200 Dunaj, Avstrija

**Pooblaščen predstavnik:** OPH Oktal Pharma, Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče



### Uporabljeni simboli:

Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo

$4 \rightarrow 25^{\circ}\text{C}$  Temperaturne omejitve

Proizvajalec

Serija

Rok uporabnosti

Datum revizije: Februára 2016