SL URGO za kožne razpoke

Tekoča obloga, pripravljena za takojšnjo uporabo, za oskrbo kožnih razpok na dlaneh in stopalih.

• **Kaj so kožne razpoke?**

Kožne razpoke nastanejo zaradi izsušenosti ali zadebelјevanja kože in so na površini kože lahko različno globoke. Vzroki za njihov nastanek so predvsem izpostavljenost toploti, mrazu, različnim agresivnim detergentom ali drgnjenje.

• **Kako Urgo filmogel za kožne razpoke deluje?**

Po nanosu tvori prozorno in gibljivo filmsko plast, ki ustvarja ugodne pogoje za obnovo kože:

- **ŠČITI** pred zunanjimi dejavniki
- **ZAPOLNI RAZPOKO IN PREPREČUJE NJENO PONOVNO ODPRTJE**
- **LAJŠA** bolečino
- **POSPEŠUJE CELJENJE**
- **JE VODOODPORNA**

• **Navodilo za uporabo**

Otrokom, mlajšim od 16 let, mora izdelek nanesti odrasla. Filmogel nanesite z lopatico tako, da zapolnite in prekrijete razpoko po njeni celotni dolžini. Pustite nekaj sekund, da se osuši. Filmogel nanašajte 2– do 3–krat na dan, dokler se prizadeto področje popolnoma ne zaceli. Stekleničko po uporabi tesno zaprite. Filmsko plast lahko po potrebi odstranite. To storite tako, da na obstoječo filmsko plast kanete eno kapljico filmogela in takoj zbrišete s suho gazo. Neoporečnost izdelka je zagotovljena z njegovo sestavo; po uporabi lopatice ni treba očistiti. Priporočljivo je, da izdelek uporabite v šestih mesecih po prvem odprtju.

• **Sestavine**

Olje pšeničnih kalčkov, nitroceluloza, izopropilalkohol, etilacetat, alkohol, hidroksipropilceluloza, ricinusovo olje.

• **Kontraindikacije**

Ne uporabljajte na okuženih ranah, glivičnih okužbah, opeklinah ali krvavečih ranah. Ne uporabljajte na sluznicah (še posebej ustnicah). Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh dveh skupinah ni priporočljiva.

• **Opozorila**

Samo za uporabo na koži. Izdelek mora nanesti odrasla oseba. Nanašajte samo na manjše rane. Shranjujte nedosegljivo otrokom! Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od treh let. Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne smete kaditi v bližini odprte stekleničke. Pri nanosu lahko zaznate kratkotrajen pekoč občutek. Če ste v dvomu, se posvetujte s farmacevtom. Izdelka ne smete zaužiti. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Izdelek draži oči. Izdelek lahko uporabljajo sladkorni bolniki le po predhodnem posvetu z zdravnikom.

• **Shranjevanje**

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži. Shranjujte ločeno od ognja ali drugih virov vžiga. Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

• **Distributer:**

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana