

Natančno preberite navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije

BioXtra pršilo za suha usta uporabljajte v skladu s temi navodili, oziroma z navodili farmacevta ali zdravstvenega delavca. Če med uporabo izdelka opazite kakršenkoli nezaželen učinek, poiščite zdravniško pomoč. Za dodatne informacije ali če niste prepričani o uporabi izdelka se posvetujte s farmacevtom. Izdelka ne uporabljajte v kolikor je steklenička ali tesnilo počeno oz. onesnaženo.

Kaj je BioXtra pršilo za suha usta in kdaj ga uporabljamo ? Je medicinski pripomoček, namenjen lajšanju simptomov in učinkov suhih ust (kserostomija), bodisi zaradi zdravstvenih težav, zdravljenjem.

Kaj so suha usta (kserostomija), kakšne so prednosti uporabe BioXtra pršila ?

Naravna slina vsebuje kompleksno ravnovesje bistvenih sestavin, ki ščitijo občutljiva tkiva vaših zob in dlesni. Zmanjšanje zdravja v pretoku slina lahko privede do suhih ust, klinično znano kot kserostomija.

Učinek suhih ust lahko povzroča nelagodje, slabo ustno zdravje, slab zadah, težave z govorom in požiranjem.

BioXtra pršilo deluje kot učinkovit nadomestek za naravno slino , oblikovano je tako, da pomaga ublažiti suhost v ustni votlini z dopolnjevanjem naravnih vlažilnih in mazalnih sistemov v slini s takojšnjim učinkom. Vsebuje Laktoperoksidazo, encim v naravni slini, ki pomaga ohranjati zdravo mikrookolje v ustih.

Ne vsebuje alkohola, mentola, detergentov, nima umetnih arom.

Kdaj uporabljati BioXtra pršilo, indikacije:

Številni vzroki za kserostomijo – mednje spadajo stanja kot so:

Sjogreen Sindrom, sistemska zdravstvena stanja, kot so visoki krvni tlak, sladkorna bolezen in avto imune bolezni, zdravljenje raka, hormonsko neravnovesje, stres, anksioznost, uporaba več zdravil.

BioXtra pršilo se lahko uporablja za lajšanje simptomov kserostomije, ki izvirajo iz vseh znanih vzrokov.

Pomembne informacije in opozorila pred uporabo BioXtra pršila :

Vsebuje Natrijev monofluorofosfat (1500 ppm kot F). V primeru vnosa fluorida iz drugih virov se posvetujte z zdravnikom.

Kdaj ne uporabljamo BioXtra pršilo, kontraindikacije: BioXtra pršila ne uporabljajte v kolikor ste alergični na katero od sestavin. Vsebuje laktozo in ni primeren za bolnike z intoleranco na laktozo.

Tveganje za alergijo: Vsebuje sledove mlečnih beljakovin (v redkih primerih lahko povzročijo alergijo). V primeru suma na alergijsko reakcijo takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vsebuje sledove glutena (< 20 ppm).

Stranski učinki: BioXtra pršilo nima znanih stranskih učinkov. V kolikor se vam pojavijo kakršnikoli nepričakovani neželeni učinki, povezani z uporabo izdelka , poiščite zdravniško pomoč. V primeru resnih neželenih dogodkov v povezavi z uporabo tega izdelka takoj obvestite proizvajalca in pristojni organ v svoji državi.

Inkompatibilnost medsebojnega delovanja z drugimi zdravili, hrano in alkoholom: ni znano

Kako uporabljamo BioXtra pršilo:

Uporabljamo ga ko se pojavijo simptomi. V kolikor občutite izboljšanje, nadaljujte z uporabo še nekaj dni, nato počasi zmanjšajte število vnosov. V kolikor se simptomi vrnejo , uporabljajte tako dolgo, kot je potrebno, pri tem upoštevajte priporočeni dnevni odmerek.

Predvideni uporabniki: Odrasli in otroci nad 12 let. Za otroke, mlajše od 12 let, naj se starši ali skrbniki pred uporabo posvetujejo z zdravstvenim delavcem.

Ni primeren za dojenčke. Hraniti izven dosega otrok.

Priporočen dnevni odmerek: Do 3,8 ml na 24 ur, popršite 2-4 odmerke neposredno v usta na jezik in sluznico. Ne presezite 18 odmerkov v 24 urah.

Navodila za uporabo: samo za oralno uporabo, popršite 2-4 odmerke neposredno na jezik in sluznico ko usta postanejo suha.

V primeru neposrednega stika nastavka z ustnimi površinami , po uporabi umijte. Postopek ponovite, ko se simptomi suhih ust vrnejo, ne da bi presegli priporočeno dnevno količino. Po uporabi zaprite pršilo. Pri uporabi v kliničnem okolju, poskrbite za higieno. Pri ležečih bolnikih je priporočljivo, da jih pred uporabo namestite v sedeč ali pol sedeč položaj.

Izogibajte se pitju in ščetkanju zob po vnosu.

Obdobje po odprtju (PAO) in datum poteka: Izdelek je varen za uporabo do 3 mesece po odprtju. Upoštevajte oznako PAO in rok uporabnosti, naveden na embalaži. Rok uporabnosti je naveden na steklenički in škatli ter je izražen kot leto-mesec-dan (LLMMDD). Rok uporabnosti ima prednost pred obdobjem po odprtju.

Kaj storiti v primeru nenamerne zaužitja velike količine: BioXtra za suha usta v obliki pršila je varen, če ga uporabljate v skladu z navodili. Vsebuje sorbitol (5 %) in ni namenjen zaužitju v večjih količinah. Prekomerno zaužitje lahko povzroči odvajalni učinek. V primeru nenamerne zaužitja večjih količin ali nenamerne zaužitja pri otrocih, mlajših od 12 let, poiščite zdravniški nasvet.

Natančno preberite navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije

BioXtra pršilo za suha usta uporabljajte v skladu s temi navodili, oziroma z navodili farmacevta ali zdravstvenega delavca. Če med uporabo izdelka opazite kakršenkoli nezaželen učinek, poiščite zdravniško pomoč. Za dodatne informacije ali če niste prepričani o uporabi izdelka se posvetujte s farmacevtom. Izdelka ne uporabljajte v kolikor je steklenička ali tesnilo počeno oz. onesnaženo.

Kaj je BioXtra pršilo za suha usta in kdaj ga uporabljamo ? Je medicinski pripomoček, namenjen lajšanju simptomov in učinkov suhih ust (kserostomija), bodisi zaradi zdravstvenih težav, zdravljenjem.

Kaj so suha usta (kserostomija), kakšne so prednosti uporabe BioXtra pršila ?

Naravna slina vsebuje kompleksno ravnovesje bistvenih sestavin, ki ščitijo občutljiva tkiva vaših zob in dlesni. Zmanjšanje zdravja v pretoku slina lahko privede do suhih ust, klinično znano kot kserostomija.

Učinek suhih ust lahko povzroča nelagodje, slabo ustno zdravje, slab zadah, težave z govorom in požiranjem.

BioXtra pršilo deluje kot učinkovit nadomestek za naravno slino , oblikovano je tako, da pomaga ublažiti suhost v ustni votlini z dopolnjevanjem naravnih vlažilnih in mazalnih sistemov v slini s takojšnjim učinkom. Vsebuje Laktoperoksidazo, encim v naravni slini, ki pomaga ohranjati zdravo mikrookolje v ustih.

Ne vsebuje alkohola, mentola, detergentov, nima umetnih arom.

Kdaj uporabljati BioXtra pršilo, indikacije:

Številni vzroki za kserostomijo – mednje spadajo stanja kot so: Sjogreen Sindrom, sistemska zdravstvena stanja, kot so visoki krvni tlak, sladkorna bolezen in avto imune bolezni, zdravljenje raka, hormonsko neravnovesje, stres, anksioznost, uporaba več zdravil.

BioXtra pršilo se lahko uporablja za lajšanje simptomov kserostomije, ki izvirajo iz vseh znanih vzrokov.

Pomembne informacije in opozorila pred uporabo BioXtra pršila :

Vsebuje Natrijev monofluorofosfat (1500 ppm kot F). V primeru vnosa fluorida iz drugih virov se posvetujte z zdravnikom.

Kdaj ne uporabljamo BioXtra pršilo, kontraindikacije: BioXtra pršila ne uporabljajte v kolikor ste alergični na katero od sestavin. Vsebuje laktozo in ni primeren za bolnike z intoleranco na laktozo.

Tveganje za alergijo: Vsebuje sledove mlečnih beljakovin (v redkih primerih lahko povzročijo alergijo). V primeru suma na alergijsko reakcijo takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vsebuje sledove glutena (< 20 ppm).

Štranski učinki: BioXtra pršilo nima znanih stranskih učinkov. V kolikor se vam pojavijo kakršnikoli nepričakovani neželeni učinki, povezani z uporabo izdelka , poiščite zdravniško pomoč. V primeru resnih neželenih dogodkov v povezavi z uporabo tega izdelka takoj obvestite proizvajalca in pristojni organ v svoji državi.

Inkompatibilnost medsebojnega delovanja z drugimi zdravili, hrano in alkoholom: ni znano

Kako uporabljamo BioXtra pršilo:

Uporabljamo ga ko se pojavijo simptomi. V kolikor občutite izboljšanje, nadaljujte z uporabo še nekaj dni, nato počasi zmanjšajte število vnosov. V kolikor se simptomi vrnejo , uporabljajte tako dolgo, kot je potrebno, pri tem upoštevajte priporočeni dnevni odmerek.

Predvideni uporabniki: Odrasli in otroci nad 12 let. Za otroke, mlajše od 12 let, naj se starši ali skrbniki pred uporabo posvetujejo z zdravstvenim delavcem.

Ni primeren za dojenčke. Hraniti izven dosega otrok.

Priporočen dnevni odmerek: Do 3,8 ml na 24 ur, popršite 2-4 odmerke neposredno v usta na jezik in sluznico. Ne presežite 18 odmerkov v 24 urah.

Navodila za uporabo: samo za oralno uporabo, popršite 2-4 odmerke neposredno na jezik in sluznico ko usta postanejo suha.

V primeru neposrednega stika nastavka z ustnimi površinami , po uporabi umijte. Postopek ponovite, ko se simptomi suhih ust vrnejo, ne da bi presegli priporočeno dnevno količino. Po uporabi zaprite pršilo. Pri uporabi v kliničnem okolju, poskrbite za higieno. Pri ležečih bolnikov je priporočljivo, da jih pred uporabo namestite v sedeč ali pol sedeč položaj.

Izogibajte se pitju in ščetkanju zob po vnosu.

Obdobje po odprtju (PAO) in datum poteka: Izdelek je varen za uporabo do 3 mesece po odprtju. Upoštevajte oznako PAO in rok uporabnosti, naveden na embalaži. Rok uporabnosti je naveden na steklenički in škatli ter je izražen kot leto-mesec-dan (LLMMDD). Rok uporabnosti ima prednost pred obdobjem po odprtju.

Kaj storiti v primeru nenamernega zaužitja velike količine: BioXtra za suha usta v obliki pršila je varen, če ga uporabljate v skladu z navodili. Vsebuje sorbitol (5 %) in ni namenjen zaužitju v večjih količinah. Prekomerno zaužitje lahko povzroči odvajalni učinek. V primeru nenamernega zaužitja večjih količin ali nenamernega zaužitja pri otrocih, mlajših od 12 let, poiščite zdravniški nasvet.