

GENGIGEL®

FORTE

Oralni gel

SL

Idealen za nanos na rane in po operacijah. Posebej oblikovan za enostavno, hitro in učinkovito uporabo. Hialuronska kislina z visoko molekulsko maso je še posebej skoncentrirana v zunanjih plasteh gingivalnega tkiva, kjer prispeva k zaščitni funkciji paradontalne vezi in njeni trdnosti. Njena prisotnost je nujna za vzdrževanje zdravega gingivalnega tkiva. Hialuronska kislina ima številne ugodne lastnosti, ki prispevajo k uspešnemu zobozdravstvenemu zdravljenju in ustni higieni. Posebna lastnost hialuronske kisline je, da lahko absorbira 50-krat večjo količino vode od lastne suhe mase. Ta lastnost, skupaj z molekulsko strukturo hialuronske kisline, ko je raztopljena v vodnem okolju, ji omogoča, da deluje kot pregrada pred vdorom mikroorganizmov in drugih toksinov, ki lahko prispevajo k razvoju parodontalne bolezni, ter tako zagotavlja zelo učinkovito naravno pregrado. Zahvaljujoč tej zaščitni pregradi Gengigel® Forte pomaga zmanjšati bolečino, spodbuja rekonstrukcijo naravnega tkiva po travmatičnih posegih kot so operacija, vsadki, puljenje zob, luščenje zobnih korenin itd., in spodbuja absorpcijo vode ter tako zmanjšuje oteklino in blaži vnetni proces. Gengigel® Forte • Vsebuje biotehnoško izdelano, visokokakovostno in zelo čisto hialuronsko kislino z visoko molekulsko maso neživalskega izvora v obliki natrijeve soli. • Ima dolgotrajno lokalno delovanje. • Zaradi posebne sestave izdelka se oprime sluznice. • Uporabljati ga smejo vsi ljudje brez omejitev, tudi otroci, nosečnice, starejši ljudje in sladkorni bolniki. **Indikacije** Gengigel® Forte je posebej indiciran za zaščito sluznice pri: • globokih ranah na dlesnih, • vnetih in/ali bolečih predelih po travmi, kirurških ali parodontalnih posegih, puljenju zob ali subgingivalnem luščenju korenin. **Navodila za uporabo** Takoj po zobnem posegu nanesite majhno količino gela na prizadeto področje tako, da uporabite aplikator ali, potem ko ste si temeljito umili roke, s prstom razmažite gel in ga nežno vtirite v dlesni, dokler prizadeto področje ni popolnoma prekrito. Uporabljajte enkrat do dvakrat na dan ali po potrebi, razen če vam zobozdravnik svetuje drugače. **Pakiranje** Gengigel® Forte oralni gel v 8 ml tubi. **Kontraindikacije:** Uporaba izdelka Gengigel® Forte je kontraindicirana v primeru preobčutljivosti na katerokoli sestavino. **Previdnostni ukrepi in opozorila:** Izdelka ne uporabljajte, če na njem opazite vidne poškodbe. Shranjujte na sobni temperaturi, zaščiteno pred viri toplote. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Preden tubo po uporabi zaprete, odstranite vse ostanke izdelka. Samo za osebno uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če simptomi ne minejo, se posvetujte z zobozdravnikom.

Composition: / Zusammensetzung / Composição / Compoziție / التركيب / Sastojci / Sestavine / İçerik / הרכב / Composizione / Composition:

Principal ingredient: / Hauptbestandteil / Ingrediente Principal / Principalul ingredient / المكون الرئيسي / Glavni sastojak / Glavna sestavina / Ana İçerik / מרכיב עיקרי / Ingrediente principale / Compoșant principal: ■ Sodium Hyaluronate

Other ingredients: / Andere Inhaltsstoffe / Outros ingredientes / Alte componente / מרכיבים נוספים / Ostali sastojci / Ostale sestavine / Diğer içerikler / מרכיבים נוספים / Altri ingredienti / Autres composants: ■ Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide.

It may contain / Präparat kann / Pode conter / Poate conține / قد يحتوي على / Može sadržavati / Lahko vsebuje / içerebilir / עלול להכיל / Può contenere / Peut contenir de ■ Citric acid



CE
0051



RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU

tube	cap	cannula	IFU	box
 02 PE-HD	 04 PE-LD	 04 PE-LD	 22 PAP	 21 PAP
plastic			paper	

Medical Device Class II b
INTERNATIONAL PATENT

G27202-008-00/DB v1
Release March 2021