

## PROIZVOD ZA UKLANJANJE BRADAVICA KISELINOM

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTU PRIJE UPORABE DR. YGLO PROIZVODA ZA UKLANJANJE BRADAVICA KISELINOM, ČAK I AKO STE PRIJE UPOTREBLJAVALI PROIZVOD. INFORMACIJE SU MOŽDA IZMIJENJENE U SKLADU S NOVIM ISTRAŽIVANJIMA I SAZNANJIMA U RAZDOBLJU OD KADA STE OTVORILI SVOJE POSLJEDNJEPAKIRANJE. SAČUVAJTE OVU UPUTU U SLUČAJU DA JE PONOVRNO TREBATE. ZA ODRASLE I DJECU (OD 4 GODINE I STARIJU)

### ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA DR. YGLO PROIZVOD ZA UKLANJANJE BRADAVICA?

Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom medicinski je proizvod za uklanjanje običnih bradavica. Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom sadrži kloroctenu kiselinu, tvar koja ima keratolitički učinak na kožu. Bradavica će se otopiti, sloj po sloj. Kloroctena kiselina uništava stanice koje sadrže virus bradavice. Prednost uporabe Dr. Yglo proizvoda za uklanjanje bradavica kiselinom jest u tome što nanošenje izravno na bradavicu ne boli, što znači da se može upotrebljavati i za djecu ako ga pravilno nanese odrasla osoba.

### Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom može se koristiti samo za obične bradavice:

- Primarno se javljaju na šakama i stopalima
- Iste su boje kao koža
- Opseg varira od manje od milimetra do više od centimetra
- Istovremeno se javlja nekoliko bradavica
- Do zaraze često dolazi izravnim kontaktom, ali i preko ručnika ili zaraženih površina
- Grebanje i grickanje noktiju povećava rizik od zaraze



### Nemojte upotrebljavati Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom za staračke bradavice

- Mogu biti različitih veličina i boja;
- Prosječni opseg je 0,5 do 1 cm;
- Često počinju kao mrlje u boji kože, žutosmeđe ili sivkastosmeđe boje. Naknadno postaju veće i deblje;
- Izgledaju kao da leže na površini kože i da ih je lako sastrugati, ali zapravo su čvrsto pričvršćene za kožu;
- Mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu, osim na dlanovima i tabanima stopala te usnama. Najvjerojatnije će se pojaviti na prsima, leđima, licu i vratu;



### Plantarna bradavica (verruca plantaris)

- Nalazi se na donjem dijelu stopala/tabanu;
- Obično ravna i okružena hrapavom, zadebljanom kožom;
- Nalikuje žuljevima;
- Može sadržavati crne točkice ili sitne sjemenke.



### UPUTE ZA UPORABU (Sprječite opekline):

#### PREPORUKE:

- Primjena od strane odraslih;
- Koristiti samo za šake i stopala! Nemojte koristiti na drugim dijelovima tijela;
- Nanesite vazelin ili cinkovu mast na okolnu kožu kako biste je zaštitili;
- Postavite bočicu na čvrstu podlogu otpornu na kaustičnu tekućinu;
- Natapakajte bradavicu samo jednom prilikom nanošenja;
- Nanesite na bradavicu samo jednom tjedno;
- Dopustite da tekućina dođe u kontakt samo s bradavicom;
- Izbjegavajte kontakt s kožom;



- Pustite da se tekućina dobro osuši nakon nanošenja;
- Ostavite bradavicu nepokrivenu;
- Rezultat je vidljiv nakon 1 tjedna;
- Čuvati izvan dohvata djece.

#### NEMOJTE:

- Provoditi postupak ukoliko ste mlađi od 18 godina;
- Nanositi na bradavice na bilo kojem dijelu tijela, osim na šakama i stopalima;
- Nanositi na bradavicu koja se u cijelosti ili djelomično nalazi ispod nokta;
- Dopustiti da tekućina dođe u dodir sa zdravom kožom;
- Nanositi ako vam se ruke tresu ili su vam prsti ukočeni;
- Tapkati bradavicu više puta prilikom nanošenja tekućine;
- Prekriti bradavicu nakon nanošenja tekućine;
- Nanositi na madeže, vodene bradavice, otvorene rane, hiperpigmentacijske mrlje, staračke bradavice, plantarne bradavice, tamno obojene i dlakave bradavice ili bradavice neobičnog izgleda;
- Koristiti tijekom trudnoće i dojenja;
- Ponoviti primjenu bez pauze od jednog tjedna.



#### ⚠ OPREZ Nemojte upotrebljavati Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom

- Na djeci mlađoj od 4 godine
- Ako ste osjetljivi na jedan ili više sastojaka ili ako se bradavica nalazi na licu (tekućina nikada ne smije doći u doticaj s očima ili sluznicom nosa ili usta)
- Za genitalne bradavice ili bradavice u genitalnom području
- Na pigmentiranoj koži, molluscum contagiosum, otvorenim ranama, madežima, staračkim (smeđim) bradavicama, tamno obojenim i dlakavim bradavicama te bradavicama neobičnog izgleda
- Na crvenim, nadraženim ili inficiranim bradavicama
- Odmah nakon kirurškog uklanjanja bradavica, zamrzavanja bradavica (krioterapija) ili laserskog tretmana. To posebno važi kada je koža nakon tretmana crvena ili bolna. U tom slučaju morat ćete pričekati najmanje 4 tjedna, dok crvenilo ili upala kože potpuno ne nestanu. Tek tada možete koristiti Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom
- Tijekom trudnoće i dojenja
- Na bradavicama koje se u cijelosti ili djelomično nalaze ispod nokta
- Nemojte tapkati bradavicu više od jednom i ponovite samo ako je potrebno nakon tjedan dana;
- Nemojte koristiti na bradavicama koje se u potpunosti ili djelomično nalaze na tabanima (plantarne bradavice).

#### Budite posebno oprezni kada upotrebljavate Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom

- U slučaju sumnje u dijagnozu (promjena na koži ne može se jasno objasniti kao bradavica)
- U slučaju oslabljenog imuniteta (npr. ako uzimate lijekove citostatike)
- U slučaju šećerne bolesti ili drugih stanja poput krvožilnih bolesti, zbog kojih rane teže zacjeljuju.

U tim slučajevima ne smijete koristiti Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom prije nego što se posavjetujete s liječnikom.

#### ⚠ UPOZORENJA

- Samo za vanjsku uporabu
- Upotrebljavajte s najvećom pažnjom. Tekućina Dr. Yglo proizvoda za uklanjanje bradavica kiselinom je korozivna
- Ako zdrava koža dođe u doticaj s tekućinom, isperite je vodom. Ako unatoč ovim mjerama opreza koža postane nadražena, morat ćete je tretirati isto kao i opeklinu
- Obratite se svom liječniku ako se vaše tegobe ne povuku
- Propisno zatvorite bočicu nakon uporabe i pohranite je u uspravnom položaju
- Čuvati izvan dohvata male djece
- Uporaba kod djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom mora biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Izbjegavajte doticaj s odjećom, tekstilom, stolnjacima ili kožom
- Prestanite upotrebljavati ako se pojave mjehurici
- Nemojte tapkati bradavicu više od jednom i ponovite samo ako je potrebno nakon tjedan dana.

#### ŠETNI DOGAĐAJI

Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom može izazvati štetne događaje, iako se one neće javiti kod svakoga. Štetni događaji koji se mogu javiti pri uporabi Dr. Yglo proizvoda za uklanjanje bradavica kiselinom su nadražena koža, osjećaj peckanja, crvenilo kože ili reakcije preosjetljivosti. Ako bilo koji od ovih štetnih događaja postane ozbiljan ili ako primijetite bilo koji štetni događaj koji nije naveden u ovoj uputi za uporabu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### INTERAKCIJE S LIJEKOVIMA

Koliko nam je poznato, ne postoje interakcije s drugim lijekovima.

#### SADRŽAJ DR. YGLO PROIZVODA ZA UKLANJANJE BRADAVICA KISELINOM

Bočica napunjena sa 2 ml smjese kloroctene kiseline (50%) i pročišćene vode (50%). Prilagođeni aplikator upotrebljava se za primjenu tekućine na bradavicu.

#### UVJETI ČUVANJA

Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom čuvajte na temperaturi od 15 do 25°C na suhom i tamnom mjestu u originalnoj ambalaži i izvan dohvata male djece.

⏰ Rok valjanosti naveden je na dnu pakiranja. Nakon otvaranja ne upotrebljavajte dulje od 4 tjedna.

Za više informacija o Dr. Yglo proizvodu za uklanjanje bradavica kiselinom posjetite [www.dryglo.com](http://www.dryglo.com). Za sve upite o proizvodima obratite se distributeru.

#### OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Znakovi upozorenja i simboli na pakiranju i u uputi za uporabu ključni su za sigurno i pravilno korištenje ovog proizvoda te za zaštitu Vas i drugih od ozljeda. Simboli su objašnjeni u donjoj tablici:

SIMBOL	OBJAŠNJENJE
	Simbol proizvođača
	Simbol koji označava da je potrebno da korisnik pročita uputu za uporabu
	Simbol koji označava da je potreban oprez prilikom rukovanja proizvodom
	Simbol za rok uporabe
	Simbol koji označava da je predmet medicinski proizvod
	Upozorenje: Korozivna tvar
	Nije za djecu od 3 godine i mlađu
	Čuvati izvan dohvata djece
	Nije za trudnice i dojilje
	Simbol za broj serije
	Proizvod je potrebno čuvati na temperaturi između 10°C i 25°C
	Simbol koji označava jedinstvenu identifikaciju proizvoda („UDI“)

## KAKO KORISTITI DR. YGLO PROIZVOD ZA UKLANJANJE BRADAVICA KISELINOM (primjena samo od strane odraslih osoba):

**Upozorenje: Sprječite opekline. Pročitajte uputu prije korištenja!**




1. Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom ima sigurnosni čep za djecu koji se može otvoriti na sljedeći način: Postavite bočicu na čvrstu podlogu otpornu na kaustičnu tekućinu. Izbjegavajte kontakt s odjećom, tekstilom ili stolnjacima. Bočicu možete otvoriti pritiskom na čep i istovremenim okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Prije nego što u potpunosti uklonite čep s bočice, obilno nanesite vazelin ili cinkovu mast na zdravu kožu oko bradavice.
3. Uklonite čep s bočice.
4. Zatim nanesite malu količinu Dr. Yglo proizvoda za uklanjanje bradavica kiselinom na bradavicu pomoću špatule (nemojte dopustiti da tekućina kaplje). Pazite da Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom nanesete samo na bradavicu i nemojte tapkati bradavicu više od jednom.
5. Ostavite da se osuši i nemojte prekrivati bradavicu. Pažljivo zatvorite bočicu nakon uporabe. Dr. Yglo proizvod za uklanjanje bradavica kiselinom ne smije se koristiti više od jednom tjedno.

Tekućini će trebati tjedan dana da otopi gornji sloj bradavice, tako da nećete vidjeti trenutni rezultat odmah nakon primjene. Ovisno o veličini i debljini bradavice, možda će biti potrebno ponoviti tretman Dr. Yglo proizvodom za uklanjanje bradavica kiselinom nakon jednog tjedna. Nemojte ponavljati tretman unutar intervala od jednog tjedna.

**KORISTITI SAMO ZA BRADAVICE NA ŠAKAMA I STOPALIMA**

**4+** SAMO ZA PRIMJENU OD STRANE ODRASLIH



**PROIZVOĐAČ**  
TheOTCLab B.V.  
Fred. Roeskestraat 115,  
1076 EE Amsterdam,  
Nizozemska

**Distributer**  
Pontus Pharma d.o.o.  
Kralja Zvonimira 62  
10000 Zagreb  
Hrvatska

