

Actimove® Športni stabilizator gležnja

S križnimi trakovi

Medicinski pripomoček

Blagi in zmerni zvini gležnja, športne poškodbe, pomaga preprečiti ponovne poškodbe in kronične nestabilnosti gležnja.

- Lajšanje bolečin in zdravljenje sta podprta z uravnoteženo toploto in medicinsko kompresijo.

- Veliko udobje in izjemna zračnost zaradi hitro sušečega materiala. Izdelano iz materiala s COOLMAX® AIR tehnologijo brez neoprena.

- Okrepljena stabilnost okoli gležnja in stopalnega loka s križnimi trakovi, ki simulirajo športno povijanje.

- Med vadbo ostane na mestu zaradi dodatne podpore krožnega traku.

Ne vsebuje naravne gume (lateksa).

Najvišja temperatura pranja 40°C. Beljenje ni dovoljeno. Ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti.

Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje prepovedano.

Hranite na suhem in stran od sončne svetlobe.

Proizvedeno za: BSN medical GmbH, Nemčija.

Zasnovano v Nemčiji. Proizvedeno na Kitajskem.

Distributer: Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.