

Actimove® Vsakodnevna opora za hrbet

Medicinski pripomoček

Plošča iz pene z visoko gostoto. Prilagodljiva dvoslojna kompresija.

Akutne in kronične bolečine v spodnjem delu hrbta, degenerativne težave s hrbtom (npr. spondiloza), ledvene nestabilnosti (npr. mišične insuficience), pooperativna oskrba in rehabilitacija.

- Lajšanje bolečin in zdravljenje sta podprta z uravnoteženo toploto in medicinsko kompresijo.

- Udobje in dobro zračnost omogoča material, ki ne vsebuje neoprena.

- Zagotavlja trdnost in stabilnost ledvenega predela hrbta s pomočjo plošče s peno v obliki stožca.

- Olajšujoč učinek masaže z izraženimi masažnimi blazinicami.

- Žepki in zanke omogočajo enostavno uporabo in prilagodljivo kompresijo.

Ne vsebuje naravne gume (lateksa).

Pranje pri največ 40°C. Beljenje ni dovoljeno. Ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti. Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje prepovedano.

Proizvedeno za: BSN medical GmbH, Nemčija.

Zasnovano v Nemčiji. Proizvedeno na Kitajskem.

Distributer: Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.