

KIRURŠKA MASKA

REF 204, Tip IIR, EN 14683:2019

Pozor: Nobena maska popolnoma ne odpravi tveganja za okužbo s tekočinami. DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG ne daje nobenih zavez ali garancij, izrecnih ali posrednih, da njihovi izdelki zagotavljajo popolno zaščito pred prehajanjem tekočin iz ene strani materiala na drugo stran, kadar je le-ta izpostavljen kontaminaciji, oziroma, da njihovi izdelki odpravijo tveganje za okužbe.

EN 14683:2019

Ta evropski standard določa izdelavo, oblikovanje, izvedbene zahteve in preskusne metode za medicinske obrazne maske, namenjene omejevanju prenosa povzročiteljev okužb z oseba na paciente med kirurškimi posegi in drugimi zdravstvenimi okolji s podobnimi zahtevami.

Zahteve za kirurške maske

Test	Tip I*	Tip II	Tip II R
Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Tlačna razlika (Pa/cm ²)	<40	<40	<60
Odpornost na kapljični pritisk (kPa)	n/a	n/a	≥ 16,0
Mikrobna čistost (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

Medicinske maske za obraz tipa I se smejo uporabljati samo za bolnike in druge osebe, za namen zmanjšanja tveganja za širjenje okužb, zlasti v epidemijskih ali pandemičnih situacijah. Maske tipa I niso namenjene za uporabo s strani zdravstvenih delavcev v operacijski sobi ali drugih zdravstvenih okoljih s podobnimi zahtevami.

Izjava o skladnosti je dostopna na: dach-germany.de/downloads

Distributer: SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana