SL URGO Filmogel® Za oskrbo poškodovanih nohtov kot posledica mikoz ali manjše poškodbe

• **Iz česa so sestavljeni nohti in kako rastejo?** Nohti so tanke keratinske tvorbe (0,5–0,7 mm) odmrlih kožnih celic. Te celice se nenehno tvorijo na matici oz. matriksu nohta. Te celice tvorijo nohtno ploščo. Hitrost rasti nohtov se razlikuje od osebe do osebe, vendar zdravi nohti v povprečju zrastejo od 0,5 do 1,2 mm na teden.

• **Poškodovani nohti:** Poškodovani nohti so zelo pogosta težava, vzroki zanje pa so različni. Vzroki so lahko fizične (pogosto umivanje rok ali pretesna obutev) ali kemične narave (uporaba detergentov in topil), povečajo pa tveganje za nastanek glivičnih okužb (mikoz). Poškodovani nohti so lahko beli ali rumenkasti, krhki in imajo ostre robove. Če vas zanima točen razlog, je priporočljivo, da se o tem posvetujete s svojim farmacevtom ali zdravnikom.

• **URGO Filmogel® za poškodovane nohte je namenjen ohranjanju lepih in zdravih nohtov.** **URGO Filmogel® za poškodovane nohte** se uporablja za zaščito in oskrbo nohtov z glivičnim obolenjem in lažjimi poškodbami, pri katerih ni treba odstraniti nohta in ki ne škodijo nohtni plošči. **URGO Filmogel® za poškodovane nohte** vsebuje hidroksipropil hitozan. Hidroksipropil hitozan je naraven polimer (iz lupin rakov), ki okrepi strukturo nohta. **URGO Filmogel® za poškodovane nohte** po nanosu na površini nohta ustvari zaščitno in stabilno filmsko plast, ki noht varuje pred mikrobiološkimi, kemicnimi. Izdelek tako pospeši ponovno rast zdravih, obnovljenih in zaščitenih nohtov, in zikalnimi dejavniki.

• **Navodila za uporabo:** - Izdelek s čopičem nanesite na čiste in suhe nohte. – Nanesite enkrat na dan, po možnosti zvečer pred spanjem. Filmska plast je topna v vodi, zato je izdelek priporočljivo nanesti pred spanjem, da na nohtih ostane čim dlje časa. - Za odstranjevanje izdelka ni potrebno niti pljenje niti topilo.

• **Nadaljnja uporaba:** Izboljšanje bo vidno z rastjo nohta, vendar ne pričakujte takojšnjih vidnih rezultatov. Prej kot začnete oskrbovati poškodbo, hitreje bo izginila. V treh mesecih nohti na rokah zrastejo v povprečju 1 cm, na nogah pa 1/3 cm. S staranjem se rast upočasni.



• **Opozorila in previdnostni ukrepi:** Prav tako se posvetujte z zdravnikom, če: - je spodnji del vašega nohta videti poškodovan (nevarnost poslabšanja travme nohta) (pikčasto območje na risbi). - je vaš noht črn, ne da bi utrpeli kakšno poškodbo; - imate sladkorno bolezen ali pomanjkljiv imunski odziv. (nevarnost okužbe).

Izdelka ne zaužijte, nanašajte ga izključno na nohte. Hraniti ločeno od plamenov ali iskre. (nevarnost opeklin). Med nanašanjem izdelka in dokler se izdelek povsem ne posuši, je prepovedno kaditi. (nevarnost opeklin). Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izdelek ni lak za nohte. Pred ponovnim nanosom izdelka URGO Filmogel® za poškodovane nohte odstranite lak za nohte. Pred ponovnim nanosom izdelka obvezno odstranite lak za nohte.

• **Zmanišajte nevarnost okužbe ali reakcij na koži:** Za lokalno uporabo, samo na nohtih. Strogo upoštevajte navodila za uporabo. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka (uničen čopič, strjena raztopina). Po uporabi tesno zaprite.

• **Kontraindikacije:** Ne nanašajte na rane. (tveganje za bolečino in okužbo). Ne uporabljajte na predelih z luskavico ali ekcemih. Ne uporabljajte na krhkih ali razpokanih nohtih. Ne uporabljajte v primeru poškodovane kože okoli nohtov. Ne uporabljajte na nohtih s črno alj rjavo pigmentacijo, na ali v bližini nohtov. Izdelka URGO Filmogel® za poškodovane nohte ne uporabljajte, če ste alergični na katero koli od njegovih sestavin. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3-eh let.

• **Neželeni učinki:** V zelo redkih primerih se okrog področja nanosa lahko pojavi draženje kože.

Vse resne neželene dogodke je treba sporočiti proizvajalcu Laboratoires URGO HEALTHCARE, distributerjem in nacionalnemu pristojnemu organu.

• **Sestavine:** hidroksipropil hitozan (živalskega izvora), prečiščena voda, etanol, konzervans: piroktonolamin (Octopirox®).

Medicinski pripomoček.

Datum izdaje oznake CE: 2020 – Datum zadnje revizije V3: 08–2020

• **Distributer:** Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana